

Werkskalibrierschein

ifm electronic



Messumformer-Typ: transmitter type:
Serien-Nr.: serial no.:
Messbereich: temperature range:
Ausgangssignal: output:
Genauigkeit: accuracy:
Kalibriertdatum: date of calibration:

Auftragsnummer:
job no.:
Referenzgerät:
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur:
testing device, temperature:
Serien-Nr.:
serial no.:
PTB-Zertifikat:
PTB certificate:
Ambientstemperatur:
ambient temperature:

| 100-0001 | 100-0002 | 100-0003 |
|----------|----------|----------|
| 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 |

The following table summarizes the results of the performance of the measurement methods and the unit under test during the calibration. The numbers in the table are the mean values of the measurements.

We provide grants to hospitals, non-clinic providers, clinics, water treatment plants, and wastewater treatment facilities, giving them the tools and resources needed to combat the virus.

Wenige davon befinden wurde automatisch erkannt und ist über Wissensbank geladen. Weitere automatische Erkennung kann durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche eingeleitet werden.

200

2000-2001

卷之三

Mechanische Daten

Gewicht [g] 5

Bemerkungen

Bemerkungen Das Gerät muss eingeschickt werden.

Das Gerät muss eingeschickt werden.

Ausgeliefert wird das entsprechende Gerät mit dem Kalibrierzertifikat.

Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch).

Nachträgliche Bestellungen sind nur möglich, wenn sich das Gerät bei der Rücksendung in einem sauberen Zustand befindet.

In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt.

Verpackungseinheit 1 Stück